

FICHA TÉCNICA

PROLIMAX HIGIENE INDUSTRIAL, S.L.



Ref: 60203

Guante de Nitrilo SENSITIVE Azul Sin Empolvar AQL 1.5

Guante de Nitrilo 100% . Con superficie exterior micro texturizada en la punta de los dedos para un mejor agarre e interior lisa para facilitar el engarzado y así disminuir los riesgos de dermatitis. Ambidiestros, sin empolvar y con puño enrollado-reforzado para una mejor adaptación. Guantes 100% Libres de Látex. (Especial alérgicos Tipo I).

INSTRUCCIONES

Guantes de protección de uso general contra riesgos menores. Guantes de UN SOLO USO, no reutilizar. Tras su uso lavar e hidratar las manos apropiadamente.

Almacenar siempre en el embalaje original, en un lugar seco y a temperaturas oscilantes entre -2° y $+50^{\circ}$ (se aconseja siempre entre $+5^{\circ}$ y $+30^{\circ}$). No exponer directamente a la luz solar

PROPIEDADES FÍSICAS

- Dimensiones

	Talla Extra Pequeña	Talla Pequeña	Talla Mediana	Talla Grande	Talla Extra Grande
Ancho de Palma	70-79 mm	80-89 mm	90-99 mm	100-109 mm	110-119 mm
Largo Total	Mínimo 240 mm	Mínimo 240 mm	Mínimo 240 mm	Mínimo 240 mm	Mínimo 240 mm
Peso	2.6 gr. +/-0.3	2.8 gr. +/-0.3	3.0 gr. +/-0.3	3.3 gr. +/-0.3	3.5 gr. +/-0.3
Grosor Dedos	0.08mm +/-0.03	0.08mm +/-0.03	0.08mm +/-0.03	0.08mm +/-0.03	0.08mm +/-0.03
Grosor Palma	0.07mm +/-0.03	0.07mm +/-0.03	0.07mm +/-0.03	0.07mm +/-0.03	0.07mm +/-0.03

- Resultados mecánicos

	Antes de envejecimiento	Después de envejecimiento
Limite de resistencia a la tensión (MPa)	Min. 14	Min. 14
Elongación	Min. 500 %	Min. 400 %

COMPOSICIÓN FÍSICA

- Materia prima 100 % Nitrilo (Copolimero de Butadieno Acrilonitrilo)
- Color: AZUL
- Superficie exterior micro texturizada en la punta de los dedos y Superficie interior lisa
- Sin empolvar
- Nivel de polvo: Máximo 2 mg/dm²

PRESENTACIÓN Y LOGÍSTICA:

En estuches conformes a la normativa Europea de envasado y etiquetado, con pestaña abre fácil. 100 unid por estuche y embalajes de 10 estuches por caja (Total 1.000 unid).

Impresión de la talla, código de barras, normativas y pictogramas al uso, fechas de fabricación, caducidad y número de lote para una correcta trazabilidad.

- Medidas Estuche : 210x110x60 mm
- Medidas Caja: 310x230x220 mm
- Códigos por referencia:

Tallas Disponibles	Código Prolimax	Código de Barras (EAN)
Talla Extra Pequeña	60203SP	8 436045 02055 0
Talla Pequeña	60203P	8 436045 02056 7
Talla Mediana	60203M	8 436045 02057 4
Talla Grande	60203G	8 436045 02058 1
Talla Extra Grande	60203SG	8 436045 02059 8

FICHA TÉCNICA

PROLIMAX HIGIENE INDUSTRIAL, S.L.

Ref. 60203 — Guante de Nitrilo SENSITIVE Azul Sin Empolvar AQL 1.5

NORMATIVAS

- **Directiva 93/42/CEE.** Relativa a los productos sanitarios
- **Directiva 2007/47/CEE.** Modificó la definición de las directivas 93/42/CEE, 98/79/CEE y 90/385/CEE siendo ahora la definición "productos sanitarios".
- **Directiva 89/686/CEE.** Relativa a los equipos de protección individual.
- **Reglamento UE 10/2011.** Referido sobre los materiales plásticos destinados a entrar en contacto con los alimentos, estudiando sus límites de migración. Constituyendo una medida a efectos del artículo 5, apartado 1 del Reglamento (CE) nº 1935/2004.
- **EN-420:2003.** Referida a los requisitos generales de los guantes de protección.
- **EN-388:2003.** Designa los guantes de protección contra riesgo mecánicos.
- **EN-455.** Norma de aplicación a los guantes médico sanitarios para la exploración de un solo uso
 - EN 455.1-Requisitos y ensayos para determinar la ausencia de agujeros
 - EN 455.2-Requisitos y ensayos para determinar las propiedades físicas
 - EN 455.3-Requisitos y ensayos para la evaluación biológica.
- **EN-374.** Norma de aplicación a los guantes de protección contra riesgos químicos y biológicos.
 - EN 374.1-Terminología y requisitos de prestaciones.
 - EN 374.2-Determinación de la resistencia a la penetración.
 - EN 374.3-Determinación de la resistencia a la permeabilidad de los productos
- **ASTM F1671.** Norma Referida a la metodología estándar para comprobar la resistencia de los materiales de los equipos de protección a la penetración de patógenos presentes en la sangre.
- **ASTM 6124-2006.** Referida al método de prueba para el polvo residual en los guantes médicos para examen.
- **ASTM D6319.** Referida a las especificaciones físicas estándar para los guantes de Nitrilo para examen médico.
- **ASTM D6978-5.** Referida a la regularización de los test de permeabilidad antes agentes citotóxicos.
- **ISO 3071:2005.** Norma internacional aplicable a la determinación del PH de los extractos acuosos.
- **ISO 10993-5.** Norma internacional que regula la evaluación biológica de los productos sanitarios. En este apartado, dedicada a los ensayos de citotoxicidad in vitro.
- **ISO 10993-10.** Norma internacional que regula la evaluación biológica de los productos sanitarios. En este apartado, dedicada a los ensayos de irritación e hipersensibilidad retardada (sensibilización).
- **ISO 13485:2003—ISO 13485:2012.** La ISO 13485:2003 es la norma internacional específica de calidad para productos sanitarios. La ISO 13485:2012 es la norma internacional específica para productos sanitarios, con los requisitos para fines reglamentarios.
- **ISO 9001:2008.** Norma internacional de aplicación sobre los sistemas de control de calidad y sus requisitos.



USOS

Guante de protección para uso general, indicado especialmente para el uso en el sector Sanitario, Médico Hospitalario, Socio Sanitario, Dental, Veterinario, Estética, Alimentación, Limpiezas, Pintura e Industria.



PROLIMAX HIGIENE INDUSTRIAL, S.L.

CIF: B-45632767
C/ Jardines, 7 - CP:45525 — BARCHENCE (Toledo)
Tlf: 902 400 136 - Fax: 925 771 364
mail: info@prolimax.es

R.G.S.A Importador fuera de la CEE 39.03909/TO
Licencia Importador Producto Sanitario 5971-PS

